

Müde, lustlos, gereizt?

Meine neue Welt!



ADD ON STRING mit Magneten

Die wohltuende Wirkung von Kupfer ist seit der Römerzeit überall bekannt. Kupfer, direkt auf der Haut getragen, diffundiert in kleinsten Mengen durch die Haut und gelangt so in die Blutbahn.

Viele Menschen berichten begeistert, dass Kupfer ihnen bei Gelenkproblemen, bei Muskelschmerzen und bei rheumatischen Beschwerden gute Dienste leistet.

Auch die Magnetkraft am Armgelenk ist sehr weit verbreitet und seit langem überall mit viel Erfolg eingesetzt worden. Die Magnete an der Armunterseite, nahe am Handgelenk, stimulieren **Meridianpunkte**, welche für die Bekämpfung von Müdigkeit und Lustlosigkeit zuständig sind.

Anwendung:

Es empfiehlt sich, das Armband von Zeit zu Zeit mit einem Kupferreiniger oder mit Essig zu reinigen.

Man kann versuchsweise den Armreif am linken oder am rechten Handgelenk tragen und seine besten Resultate durch Ausprobieren ergründen.

Doch sollten nicht die Quarz-Uhr und das Armband am gleichen Handgelenk getragen werden.